

Master-Mill

Moulin à os chirurgical – utilisé par le Prof. Istvan Urban

Le Bone Management® Master-Mill est un moulin à os chirurgical pour broyer des blocs d'os autologue et donc récupérer des copeaux d'os autologue. Grâce à l'utilisation de ces copeaux, tous types d'anomalies peuvent être comblées de façon optimale. Tous les composants du Master-Mill sont réalisés en

acier inoxydable chirurgical de haute qualité. Tous les éléments du Master-Mill bénéficient d'un ajustement optimal et d'une géométrie stable, permettant une utilisation simple, un assemblage facilité et une utilisation particulièrement intuitive.

Made in
Germany






Distribué par
myplant France
sàrl

En résumé

- Broyage de blocs d'os autologue
- Augmentation de tous types
- Composants réalisés en acier inoxydable chirurgical de haute qualité
- Géométrie stable
- Utilisation facile et intuitive

Nos délégués technico-commerciaux seront ravis de répondre à vos questions : commande@myplant-dental.com

Meisinger
since
1888

	Référence	Description	Pièces / Kit	Quantité 
	BKM00	Master-Mill (incl. Broyeur)	-	
Également disponible séparément				
	BKMMW	Broyeur	1	

CE

myplant France sàrl

Mamaworks, 92, cours Lafayette.
CS 53515, 69489 Lyon Cedex 3
Phone: +41 78 823 14 33
commande@myplant-dental.com
www.myplant-dental.com

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.

10200 E. Easter Avenue • Centennial, Colorado 80112 • USA
Phone: +1 (303) 268-5400 • Fax: +1 (303) 268-5407
Toll free: +1 (866) 634-7464
info@meisingerusa.com • www.meisingerusa.com

Votre adresse de livraison:

85FL131FR - 0120

