

# Fraises chirurgicales

## Fraises en carbure de tungstène

Découpage précis et de haute performance. Une dentelure efficace associée à une angulation de spirale spécifique pour une grande variété d'utilisation de ces instruments en chirurgie orale maxillo-faciale.



Made in  
Germany

Distribué par  
myplant France  
sàrl

### En résumé

- Préparation osseuse chirurgicale douce (apicectomies, traitement des dents incluses, ostéotomie)
- Séparation des substances dentaires dures, en particulier les racines
- Pénétration axiale dans l'or possible (apicectomie)
- Dentelure à haute performance de découpage
- Col fin permettant une meilleure vue de la zone de travail
- Partie travaillante de diamètre réduit pour les ostéotomies avec zone de travail réduite
- Résultats optimisés même à vitesse de rotation réduite et faible vibration

#### Remarque concernant la sécurité

Il est important d'opérer avec un refroidissement externe adapté (min 50ml/min). Ne jamais utiliser ces instruments en tant que levier pour luxation osseuse ou dent de sagesse. Ces instruments tige FG doivent être utilisés uniquement sur contre-angle bague rouge (micromoteur), et non pas sur turbine.

Nos délégués technico-commerciaux seront ravis  
de répondre à vos questions : [commande@myplant-dental.com](mailto:commande@myplant-dental.com)

Meisinger  
since  
1888

	Référence	Tige	Diamètre	Recommandation / vitesse max.	Vendu par	Quantité 
	HM254	H (104)	012	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM254	FGXXL (317)	012	80.000 / 100.000 rpm	2	
	HM162A	H (104)	016	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM162A	FG (314)	016	80.000 / 100.000 rpm	2	
	HM163A	H (104)	014	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM166A	H (104)	021	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM254E	WL (205)	012	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM408M	H (104)	016	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM408M	FGXL (316)	016	80.000 / 100.000 rpm	2	
	HM162SL	H (104)	014	6.000-10.000 / 40.000 rpm	2	
	HM162SL	FG (314)	014	80.000 / 100.000 rpm	2	
	HM162SX	FG (314)	014	80.000 / 100.000 rpm	2	
	HM254LE	FG (314)	012	80.000 / 100.000 rpm	2	

**Note :**

CE 0044

La vitesse de rotation doit être adaptée à la profondeur de découpe

**myplant France sàrl**

Mamaworks, 92, cours Lafayette.  
CS 53515, 69489 Lyon Cedex 3  
Phone: +41 78 823 14 33  
commande@myplant-dental.com  
www.myplant-dental.com

**Hager & Meisinger GmbH**

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany  
Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222  
info@meisinger.de • www.meisinger.de

**Meisinger USA. L.L.C.**

10200 E. Easter Avenue • Centennial, Colorado 80112 • USA  
Phone: +1 (303) 268-5400 • Fax: +1 (303) 268-5407  
Toll free: +1 (866) 634-7464  
info@meisingerusa.com • www.meisingerusa.com

Votre adresse de livraison:

---



---



---



---

85FLO90FR - 0120

