

Ciseaux Easy-Clean MEISINGER

Ciseaux chirurgicaux démontables - pour un traitement simple et sûr

Les ciseaux Easy-Clean MEISINGER en acier inoxydable de haute qualité peuvent être facilement et complètement démontés et remontés. Les résidus sous la charnière peuvent donc être complètement éliminés – pour un traitement sans résidus*. Le démontage est intuitif, il suffit d'ouvrir les ciseaux à angle droit, puis de soulever brièvement la partie supérieure des ciseaux. Le revêtement noir est appliqué selon le procédé PVD (surfaçage sous vide). Grâce à leur revêtement, ces instruments sont non-seulement d'une grande dureté, mais possèdent aussi une très bonne longévité. Ce revêtement permet de plus d'éviter tout reflet lors de leur utilisation.



CM001
Ciseaux Easy-Clean MEISINGER 12 cm

CM002
Ciseaux Easy-Clean MEISINGER 13 cm



* Voir les procédures de traitement requises selon l'EN ISO 17664

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Ciseaux Easy-Clean MEISINGER

En résumé

- Ciseaux chirurgicaux entièrement démontables pour un nettoyage optimal
- Revêtement noir pour plus de dureté et de longévité
- Revêtement anti-reflet

	Référence	Longueur	Pièces / Kit
	CM01S	-	-
	CM001	12 cm	1
	CM002	13 cm	1

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de