

# Master-Mill

## Broyeur à os chirurgical

### Développé avec le Dr. Istvan Urban

Le Bone Management® Master-Mill est un broyeur à os chirurgical qui broie des blocs d'os autologue puis récupère des copeaux d'os autologue. Grâce à l'utilisation de ces copeaux, tous types d'anomalies peuvent être comblées de façon optimale. Tous les composants du Master-Mill sont réalisés en acier inoxydable chirurgical de haute qualité. Tous les éléments du Master-Mill bénéficient d'un ajustement optimal et d'une géométrie stable, permettant une utilisation simple, un assemblage facilité et une utilisation particulièrement intuitive.



**BKM00**  
Master-Mill

**Meisinger France**

☎ 04 26 78 74 83



✉ [commande@meisinger.fr](mailto:commande@meisinger.fr)

*Meisinger*  
since  
**1888**

# Master-Mill

## En résumé

- Broyage de blocs d'os autologue
- Augmentation de tous types
- Composants réalisés en acier inoxydable chirurgical de haute qualité
- Géométrie stable
- Utilisation facile et intuitive

Référence	Description	Pièces / Kit
 BKM00	Master-Mill (incl. Broyeur)	1
Également disponible séparément		
 BKMMW	Broyeur	1

*Meisinger*  
since  
1888

**Meisinger France**

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

**Hager & Meisinger GmbH**

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de