

Screw System TX & Screw System TX Professional



Système de vis d'ostéosynthèse

Le système de vis d'ostéosynthèse Screw System TX rend possible la fixation universelle de carottes et blocs osseux autologues dans le but d'une augmentation préimplantaire. Réalisée en titane de grade V, les vis disposent aussi d'une connexion Torx, gage de sûreté entre la vis et le tournevis et permettant un excellent transfert des forces de traction.

Pour toute vis de 0.9 mm disponible, le kit contient une vis de secours au diamètre plus large pour une fixation plus résistante. Le faible diamètre et la finesse de la tête de vis permettent une utilisation simple pour le praticien ainsi que du confort pour le patient.

BTX00
Screw System TX

BTXPR
Screw System TX Professional



Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Screw System TX & Screw System TX Professional

En résumé

- Fixation et stabilisation sûre du greffon
- Connexion Torx
- Titane de grade V pour une stabilité optimale
- Disponible en longueurs 7, 10, 13 et 16 mm
- Vis « de secours » incluse dans le kit

	Fores hélicoïdaux for T09		Fores hélicoïdaux for T10		Fraise bouter en carbure de tungstène	Instruments TX
Ref.	203RF	203RF	TC203	A2001	HM141F	31053
Tige	205	205	204	204	205	205
Taille	009	011	010	013	023	-
Longueur mm	9.0	9.0	12.0	15.0	-	27.0
Δ	-	-	-	-	-	-
\square	0.9	1.1	1.0	1.3	2.3	-

\square Diamètre externe

En option



Ref.	TLOT1
Longueur mm	148

Screw System TX

	\square	\square	\square	\square
Ref.	TCT0907	TCT0910	TCT1007	TCT1010
Longueur mm	7.0	10.0	7.0	10.0
Δ	0.9	0.9	1.0	1.0
\square	1.1	1.1	1.3	1.3
Quantité	7	7	3	3

Δ Diamètre minimum

\square Diamètre externe



Screw System TX Professional

Ref.	TCT0907	TCT0910	TCT0913	TCT0916	TCT1007	TCT1010	TCT1013	TCT1016
Longueur mm	7.0	10.0	13	16	7.0	10.0	13	16
Δ	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
\square	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
Quantité RT Pro TX	7	7	7	7	3	3	3	3

Δ Diamètre minimum

\square Diamètre externe

Screw System TX & TX Professional

	Référence	Tige	Taille mm	Ø mm	Vitesse max. reco.	Pièces / Kit
Screw System TX	BTX00	20 vis				1
	203RF	205	9	0.9	1.000/6.000	1
	203RF	205	11	1.1	1.000/6.000	1
	TC203	204	10	1.0	1.000/6.000	1
	A2001	204	15	1.3	1.000/6.000	1
	HM141F	205	-	2.3	1.000/6.000	1
	31053	20	27	-	-	1
	TCT09	-	7	0.9	-	7
	TCT09	-	10	0.9	-	7
	TCT10	-	7	1.0	-	3
	TCT10	-	10	1.0	-	3
Screw System TX Professional						
	BTXPR	40 vis				1
Instruments supplémentaires par rapport au Kit Screw System TX						
	TCT09	-	13	0.9	-	7
	TCT09	-	16	0.9	-	7
	TCT10	-	13	1.0	-	3
	TCT10	-	16	1.0	-	3
Option						
	TL0T1	-	148	-	-	1

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de