


Surgical Kits 1 & 2

Kit d'instruments rotatifs pour approche latérale du sinuslift

Le Surgical Kits 1 & 2 contiennent des instruments rotatifs pour une approche latérale du sinuslift. Les instruments en carbure de tungstène de 3 diamètres différents ainsi que les instruments diamantés en trois granulométries différentes permettent un affinement progressif de la paroi osseuse faciale du sinus maxillaire sous la membrane de Schneider. Le diamètre large des instruments permet de protéger la membrane de toute perforation inintentionnelle.



Résumé

- Instruments rotatifs sélectionnés pour approche latérale du sinuslift
- 1 kit sur Pièce-à-main, 1 kit sur contre-angle

Meisinger France



☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888


Surgical Kits 1 & 2


Surgical Kit 1

Ref.	Aïses en carbure de tungstène				Instruments diamantés		
	HM141F	HM141F	HM141F	HM161RX	801*	801G*	801H*
Tige ¹	104	104	104	104	104	104	104
Taille ²	018	031	050	018	050	050	050
Longueur mm	-	-	-	10.5	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.8	3.1	5.0	1.8	5.0	5.0	5.0



¹ 104=HP ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre minimum

 Diamètre externe

*  Avec la réutilisation des produits jetables, un risque d'infection ne peut être exclu et une sûreté fonctionnelle sans risque ne peut être garantie.


Surgical Kit 2

Ref.	Aïses en carbure de tungstène				Instruments diamantés		
	HM141F	HM141F	HM141F	HM161RX	801*	801G*	801H*
Tige ¹	205	205	205	205	204	204	204
Taille ²	018	031	050	018	050	050	050
Longueur mm	-	-	-	10.5	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.8	3.1	5.0	1.8	5.0	5.0	5.0

¹ 204=RA, 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre minimum

 Diamètre externe

*  Avec la réutilisation des produits jetables, un risque d'infection ne peut être exclu et une sûreté fonctionnelle sans risque ne peut être garantie.

Meisinger
since
1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de