


Trephine Kit

Système de trépan pour extraction de greffons


Ces kits contiennent une grande variété de trépan de haute qualité avec marquage de profondeur. Ces instruments ont été créés spécialement pour le prélèvement rapide et précis de greffons osseux cylindriques et pour la suppression de sections osseuses. Tous les trépan ont une longueur d'au moins 10 mm (14 mm pour le kit «Long») et ont été spécifiquement développés pour la chirurgie mandibulaire et l'implantologie. Grâce au marquage laser de la profondeur à des intervalles de 2 mm, la profondeur de forage peut donc être contrôlée de façon particulièrement sûre.



7121
Trephine Kit



7120
Trephine Kit Basic



7122
Trephine Kit Long


Trephine Kit

En résumé

- 3 kits de plusieurs diamètres et 2 longueurs (10mm et 14mm)
- Marquage laser de profondeur tous les 2 mm

Trephine Kit Basic

Trepan




Ref.	229	229	229	229	229	229
Tige ¹	205	205	205	205	205	205
Taille ²	020	040	060	080	100	120
Longueur mm	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
□	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
┌ □ ┐	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0

¹ 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

□ Diamètre interne Internal diameter ┌ □ ┐ Diamètre externe External diameter

Trephine Kit

Trepan




Ref.	229	229	229	229	229	229	229
Tige ¹	205	205	205	205	205	205	205
Taille ²	020	025	030	035	040	045	050
Longueur mm	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
□	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
┌ □ ┐	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0

¹ 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

□ Diamètre interne

┌ □ ┐ Diamètre externe

Trepan



Ref.	229	229	229	229	229	229
Tige ¹	205	205	205	205	205	205
Taille ²	055	060	065	070	075	080
Longueur mm	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
□	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
┌ □ ┐	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0

¹ 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

□ Diamètre interne

┌ □ ┐ Diamètre externe

Trephine Kit

Trephine Kit Long

Trépan



2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm



6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm


Ref.	229	229	229L	229L	229L	229L	229L
Tige ¹	205	205	205	205	205	205	205
Taille ²	020	025	030	035	040	045	050
Longueur mm	10.0	10.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0


¹ 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre interne

 Diamètre externe

Trépan



Ref.	229L	229L	229L	229L	229L	229L
Tige ¹	205	205	205	205	205	205
Taille ²	055	060	065	070	075	080
Longueur mm	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0

¹ 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre interne

 Diamètre externe

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de